

## Information zur Einsendung von Rinder-Milchproben zur molekulargenetischen Untersuchung (PCR) auf *Coxiella burnetii* (Erreger des Q-Fiebers)

Bitte verwenden Sie für Untersuchungen von Milch auf *Coxiella burnetii* das Formular Früherkennungssystem Rind – Begleitschein (siehe Antrag FES-Rind) unter Angabe der Matrix Milch (bitte „Milch“ händisch einfügen) . Für eine Gewährung von Beihilfen gemäß der Verordnung (EU) 702/2014 ist der Früherkennungssystem Rind – Begleitschein zwingend vom Tierhalter unterzeichnen zu lassen.

Bitte beachten Sie:

- Als Probenmenge müssen **mindestens 100 ml** Milch eingesandt werden.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit nur ein Behältnis.
- Verschließen Sie das Behältnis gut, um ein Auslaufen der Milch zu verhindern.
- **Bitte geben sie die Milchproben nach Probenahme sofort in den Versand, um das Zeitfenster zwischen Probenahme und dem Eingang im Labor so klein wie möglich zu halten. Von einer Einsendung kurz vor oder am Wochenende ist aufgrund potentiell langer Transportzeiten abzusehen. Geronnene bzw. ausgeflockte Milch ist im Rahmen der molekulargenetischen Untersuchung auf *Coxiella burnetii* nicht analysierbar.**
- Bei warmen Aussentemperaturen hat es sich bewährt, den Milchproben Kühlakkus beizulegen.